



Oszillierende elektrische Autopsiesägen
Oscillating Electric Autopsy Saws
Sierras eléctrica oscilante para autopsia
Scies électrique oscillante pour autopsie
Seghe elettrica oscillante per autopsia

- Robuste Konstruktion
- Hohe Belastbarkeit im Dauerbetrieb
- Vibrationsarm
- Automatischer Überlastungsschutz
- Wartungsfrei
- Geringes Gewicht
- Ergonomisches Handling
- Schwingungen sind stufenlos regulierbar

- Solid construction
- High capacity during permanent use
- Low vibrations
- Automatic overload protection
- Maintenance-free
- Low weight
- Ergonomic handling
- Oscillations continuously variable

- Construcción robusta
- Gran capacidad de carga, también en uso continuo
- Nivel de vibración reducido
- Protección automática contra sobrecarga
- Libre de mantenimiento
- Peso ligero
- Manejo ergonómico
- Oscilaciones ajustables sin escalonamientos

- Construction robuste
- Capacité élevée pendant usage permanent
- Niveau de vibration réduit
- Protection automatique contre surcharge
- Demande pas d'entretien
- Poids léger
- Ergonomique
- Oscillations réglables sans paliers

- Costruzione robusta
- Elevata capacità di sollecitazioni anche in uso continuo
- Ridotto livello di vibrazioni
- Protezione automatica contro sovraccarichi
- Senza manutenzione
- Peso leggero
- Ergonomica
- Oscillazioni regolabili in modo continuo



79.68.88
230 V

79.68.87
120 V

komplett mit:

- 1 Sägeblatt Ø 50 mm, 40.50.68
- 1 Sägeblatt Ø 65 mm, 40.50.69
- 1 Sägeblatt, 40.50.72
- 1 Paar Gabelschlüssel, 40.50.71
- 1 Imbusschlüssel, 79.68.86

complète avec:

- 1 lame de scie Ø 50 mm, 40.50.68
- 1 lame de scie Ø 65 mm, 40.50.69
- 1 lame de scie, 40.50.72
- 1 paire de clefs, 40.50.71
- 1 tournevis hexagonal, 79.68.86

complete with:

- 1 sawblade Ø 50 mm, 40.50.68
- 1 sawblade Ø 65 mm, 40.50.69
- 1 sawblade, 40.50.72
- 1 pair of wrenches, 40.50.71
- 1 hexagon screwdriver, 79.68.86


completa con:

- 1 lama da sega Ø 50 mm, 40.50.68
- 1 lama da sega Ø 65 mm, 40.50.69
- 1 lama da sega, 40.50.72
- 1 paio di chiavi, 40.50.71
- 1 chiave esagonale, 79.68.86

completa con:

- 1 hoja de sierra Ø 50 mm, 40.50.68
- 1 hoja de sierra Ø 65 mm, 40.50.69
- 1 hoja de sierra, 40.50.72
- 1 par de llaves, 40.50.71
- 1 atornillador hexagonal, 79.68.86

40.50.68
Ø 50 mm




40.50.72

40.50.69
Ø 65 mm



40.50.71

79.68.86



Aufnahmen mit Dreikantschaft auf Anfrage
 Triangular shaft adaptor for saw blades on request
 Vástago adaptador triangular para hojas de sierra a petición
 Adaptateur à tige triangulaire pour lames de scie sur demande
 Adattatore ad asta triangolare per lame da sega su richiesta



für Gipssägen
for plaster saws
para sierras de yeso
pour scies à plâtre
per seghe per gessi



Sägeblätter für Naturgipsverband
Saw blades for plaster dressing
Hojas de sierra para vendajes de yeso natural
Lames de scie pour bandage en plâtre naturel
Lame da sega per bendaggi in gesso naturale



40.50.68
Ø 50 mm



40.50.69
Ø 65 mm

Segmentsägeblatt
Segmental saw blade
Hoja de sierra de segmento
Lame de scie en segments
Lama de sega segmento



40.50.72

Tiefensägeblatt
Depth saw blade
Hoja de sierra de profundidad
Lame de scie pour profondeur
Lama da sega per profundita



40.50.73

Gabelschlüssel für Sägeblattwechsel, Paar
Wrenches for exchange of saw blades, pair
Llaves de boca para cambiar la hoja de sierra, par
Clés pour échanger la lame de scie, paire
Chiavi per cambiare la lama per sega, paio



40.50.71