

■ Sehr vielseitiger mobiler OP Stuhl für verschiedene medizinische Fachrichtungen. Die stufenlos verstellbare Rückenlehne, die einzeln abnehmbaren Rückensegmente und die verschiedenen höhenverstellbaren Kopfstützen unterstützen jede Positionierung der Patienten.

- Herausnehmbare Rückensegmente für die Seitenlagerung „Park bench“ Position
- Höhenverstellbare Kopfpolster



■ Very versatile mobile surgical chair is suitable for various medical fields. The infinitely variable back rest, 2 removable segments in the back rest and the various, adaptable head cushions support any desired position of patients.

- Removable backrest segments for lateral orientation “park bench” position
- Height adjustable head rests

■ Verfügbare Kopfstützen

■ Available Head Rests



■ Standard Kopfstütze
■ Standard Head Rest



■ Mehrgelenks Kopfstütze
■ Multi Articulated Head Rest



■ Flaches Kopfpolster
■ Flat Padded Board

Operationsstuhl
Surgical chair

SC 5010 SEK

■ Göpel Beinhalter

■ Perfekter Zugang für Schulter- und Ellbogenoperationen

■ Verstellbare Beinstützen und Kniehalter.

■ Goepel leg supports.

■ Perfect accessibility for shoulder and elbow surgery.

■ Adjustable leg supports and knee clamps.



■ Liegende Verfahren können in Bauch- oder Rückenlage durchgeführt werden. Die herausnehmbaren Rückensegmente und die Brust- oder Rückenstütze ermöglichen eine stabile Seitenlagerung in „park bench“ Position.

■ Horizontal procedures are possible in prone or supine orientation. The removable back rest segments and adjustable chest or back stabilizers support a secure “park bench” orientation of the patient.

■ Technische Daten	■ Technical Data	
Sitzhöhe min.	Seat Height min.	68 cm
Sitzhöhe max.	Seat Height max.	98 cm
Rückenlehne Verstell.	Back rest movement	90° - 180°
Sitzkissen Verstellung	Seat cushion tilt	20°
Breite gesamt	Width total	70 cm
Breite Polster	Width Cushion	59 cm
Länge Stuhl waagrecht	Length chair horizontal	196 cm
Gewicht	Weight	95 KG
Max. Patientengewicht	Max. Patient weight	135 / 250kg

Akrus GmbH & Co KG
 Otto Hahn Str 3
 25337 Elmshorn
 Phone: 04121 79 19 30
 Fax 04121 79 19 33
 Mail: info@akrus.de
 Web: www.akrus.de